

130mm

HARDCOVER FRONT AND BACK

 SILVERGEAR

MASSAGE GUN PREMIUM



EN - USER MANUAL NL - HANDLEIDING FR - GUIDE DE L'UTILISATEUR DE - BEDIENUNGSANLEITUNG



www.silvergear.eu



Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@silvergear.eu



Not For Resale
Made in China

Art. no.: 2723
Batch no.: 21939

130mm

Thank you for purchasing our Massage gun premium. This manual will provide instructions for effective and safe use of the product. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future reference. If you ever pass the product on to others, this manual should be included.

Table of contents

1. Package content
2. Technical data
3. Description of parts
4. Safety instructions
5. Operation
6. Maintenance
7. Disposal

1. Package content




- Massage gun
- Adapter
- 6 Massage heads
- Storage case
- Manual

2. Technical data


Colour: black
 Material: PS, ABS
 Size: 17x5x24cm
 Weight: 1.1kg
 Input: 100-240V AC, 50/60Hz 5A
 Output: 26V DC 1A
 Battery capacity: 2400 mAh
 Charging time: 2.4 hours
 Working time: about 5 hours (on level 1)
 Speed range: 1600-3200 rpm (30 levels)
 Low noise level: 55dB
 Smart timer: automatic shut-off after 10 minutes

3. Description of parts

1. Motor
2. Battery
3. LED light
4. Charging port
5. Power switch
6. Touchscreen
7. Speed level
8. Battery level
9. Power button
10. Speed +
11. Speed -



Massage heads



- A.** Spherical head: for large muscle groups, such as arms, thighs, etc.
B. Thumb head: for soft tissue massage.
C. Flat head: to relax the muscles.
D. U-Shape head: for neck, spine and Achilles tendon.
E. Cylindrical head: for deep tissue massage of joint.
F. Shovel head: for the back (cervical, lumbar massage).

4. Safety instructions

- For intended use only, as described in this manual.
- The product is safe to use by children from the age of 8 and by persons with reduced physical or mental capabilities, or with lack of experience or knowledge, but only under supervision of an adult and with taking into account any hazards.
- Cleaning and maintenance should be done by or under the supervision of an adult.
- Before use, inspect the device and its parts. Do not use in case of damage.
- Before use, consult your specialist in case of a medical condition or treatment.
- Not suitable for diabetics or people with poor blood circulation.
- Do not place near heat sources such as radiators, cookers, etc.
- Keep away from sources of ignition.
- Do not place, store or use the product near water.
- Do not immerse in water.
- Do not let moisture come into contact with any electrical parts.
- Never touch the device or its plug with wet hands.
- Stop use immediately and contact your specialist, if you experience any discomfort or pain.
- Do not use on sensitive, irritated or damaged skin.
- Keep hands away from moving parts.
- Remove jewellery and tie hair back to prevent getting caught.
- Do not insert any foreign objects into the ventilation opening of the device.
- Always unplug before installing, removing or adjusting any of the accessories and for long-term storage.
- Attachments not recommended by the manufacturer may cause hazard.
- Only use on soft tissues of the body.
- Misuse may result in injury, and damage to the device.
- Do not attempt to repair, disassemble or alter the product yourself.

5. Operation

Charging

Fully charge the battery before first use. This will take about 2.4 hours.




1. Plug the provided adapter into the massage gun and connect it to the mains.
2. The LED light on the handle will slowly flash green to indicate it is charging.
3. Once the battery is fully charged, the LED stops flashing and lights up green.

Note:

- Charge the massage gun at any time and at any battery level.
- It is not recommended to completely deplete the battery.
- When the battery level is less than 20%, the colour of the LED on the handle changes to red.

How to operate

Before use, make sure the massage gun is unplugged.

1. Attach a massage head by simply pushing it in.
2. Flip the power switch on the bottom to turn on the massage gun. All LEDs turn on.
3. Press  on the touchscreen to activate it. The default speed level is level 1 (1600 rpm).
4. Repeatedly press or hold  to increase or decrease the speed level.
5. To turn off the massage gun, press  and flip the power switch again.

Note:

- Only use directly on clean, dry skin. Do not use through clothes.
- Limit use to 60 seconds per area.
- Some bruising may occur regardless of control setting or applied pressure. Frequently check the treated area during use.

6. Maintenance

Make sure the power switch is in the OFF position. Clean the massage gun with a slightly damp towel and wipe it dry with a soft cloth. Store it in the supplied storage case and keep it a dry, cool place, away from direct sunlight.

7. Disposal

The crossed out wheeled bin symbol on this product is to remind you that electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of it responsibly at an approved waste or recycling facility. Check with your local authority for recycling advice.



Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.



The CE marking is a certification mark that indicates conformity with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Union. The CE marking is the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.

NL

Bedankt voor de aankoop van ons Massagepistool premium. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor effectief en veilig gebruik van het product. Lees het zorgvuldig voor gebruik en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor raadpleging in de toekomst. Als u het product ooit aan anderen doorgeeft, moet deze handleiding worden bijgevoegd.

Inhoudsopgave

1. Pakketinhoud
2. Technische gegevens
3. Beschrijving van de onderdelen
4. Veiligheidsinstructies
5. Bediening
6. Onderhoud
7. Verwijdering

1. Pakketinhoud

- Massagepistool
- Adapter
- 6 Massagekoppen
- Opbergkoffer
- Handleiding

2. Technische gegevens

Kleur: zwart

Materiaal: PS, ABS

Afmetingen: 17x5x24cm

Gewicht: 1,1kg

Input: 100-240V AC, 50/60Hz 5A

Output: 26V DC 1A

Batterijcapaciteit: 2400 mAh

Opladetid: 2,4 uur

Werktijd: ongeveer 5 uur (op niveau 1)




Toerentalbereik: 1600-3200 tpm (30 niveaus)

Laag geluidsniveau: 55dB


Slimme timer: schakelt automatisch uit na 10 minuten

3. Beschrijving onderdelen

1. Motor
2. Batterij
3. Led-licht
4. Oplaadpoort
5. Aan-uitschakelaar
6. Touchscreen
7. Snelheidsniveau
8. Batterijniveau
9. Aan-uitknop
10. Snelheid +
11. Snelheid -



Massagekoppen



- A.** Ronde kop: voor grote spiergroepen, zoals armen, dijen, enz.
B. Duimvormige kop: voor massage van zacht weefsel (weke delen).
C. Platte kop: om de spieren te ontspannen.
D. U-vormige kop: voor nek, wervelkolom en achillespees.
E. Cilindrische kop: voor diep-tissuemassage.
F. Schopvormige kop: voor rug (cervicale, lumbale massage).

4. Veiligheidsinstructies

- Uitsluitend voor bestemd gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Het product kan veilig worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring of kennis, maar **alleen** onder toezicht van een volwassene en met inachtneming van eventuele gevaren.
- Reiniging en onderhoud **alleen** door of onder toezicht van een volwassene.
- Inspecteer voor gebruik het apparaat en de onderdelen. Niet gebruiken in geval van schade.
- Raadpleeg voor gebruik uw specialist in geval van een medische aandoening of behandeling.
- Niet geschikt voor diabetici of mensen met een slechte bloedcirculatie.
- Niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, fornuizen, enz. plaatsen.
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
- Het product niet in de buurt van water plaatsen, bewaren of gebruiken.
- Houdt het apparaat droog.
- Laat geen vocht in contact komen met elektrische onderdelen.
- Raak het apparaat of de stekker nooit met natte handen aan.
- Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw specialist als u ongemak of pijn ervaart.
- Niet gebruiken op gevoelige, geïrriteerde of beschadigde huid.
- Houd uw handen uit de buurt van bewegende delen.
- Verwijder sieraden en bind haar vast om te voorkomen dat het verstrikt raakt.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatieopening van het apparaat.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires installeert, verwijderd of aanpast en voor langdurige opslag.
- Niet door de fabrikant aanbevolen hulpstukken kunnen gevaar opleveren.
- **Alleen** gebruiken op zachte weefsels (weke delen) van het lichaam.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot letsel en beschadiging van het apparaat.
- Probeer het product niet zelf te repareren, uit elkaar te halen of te wijzigen.

5. Werking

Opladen

Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik. Dit duurt ongeveer 2,4 uur.

1. Steek de geleverde adapter in het massagepistool en sluit het aan op het lichtnet.
2. Het led-lichtje op het handvat zal langzaam groen knipperen om aan te geven dat het aan het opladen is.
3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, stopt het led-lichtje met knipperen en brandt het groen.

Let op:

- Laad vervolgens het massagepistool op elk moment en op elk batterijniveau op.
- Het wordt niet aanbevolen om de batterij volledig leeg te maken.
- Wanneer het batterijniveau minder dan 20% is, verandert de kleur van het led-lichtje op het handvat naar rood.

Bediening

Voor gebruik, zorg ervoor dat het massagepistool is losgekoppeld van het stroom.

1. Bevestig een massagekop door deze gewoon erin te duwen.
2. Zet het massagepistool aan via de aan-uitschakelaar aan de onderkant. Alle leds gaan branden.
3. Druk op  op het touchscreen om het apparaat te activeren. Het standaard snelheidsniveau is niveau 1 (1600 tpm).
4. Druk herhaaldelijk op  of houd ze ingedrukt om het snelheidsniveau te verhogen of te verlagen.
5. Om het massagepistool uit te zetten, drukt u nogmaals op  en zet u de aan-uitschakelaar weer om.

Let op:

- Alleen voor op een schone, droge huid. Niet door kleding heen gebruiken.
- Beperk het gebruik tot 60 seconden per gebied.
- Er kunnen blauwe plekken ontstaan, ondanks de ingestelde snelheid of de toegepaste druk. Controleer tijdens gebruik regelmatig het behandelde gebied.

6. Onderhoud

Zorg ervoor dat de aan-uitschakelaar in de OFF-stand staat. Maak het massagepistool schoon met een licht vochtige handdoek en veeg het droog met een zachte doek. Berg het op in de bijgeleverde opbergkoffer en bewaar het op een droge, koele plaats uit de buurt van direct zonlicht.

7. Verwijdering



Het symbool van de doorgekruiste rolcontainer op dit product is om je eraan te herinneren dat elektrische producten niet met het huisvuil weggegooid moeten worden. Breng het product op verantwoorde wijze naar een erkend afval- of recyclingbedrijf. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.



Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.



De CE-markering is een certificatiemerk dat aangeeft dat producten die binnen de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

Merci d'avoir acheté notre pistolet de massage premium. Ce manuel vous fournira les instructions pour une utilisation efficace et sûre du produit. Veuillez le lire attentivement avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour des références futures. Si vous transmettez le produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas d'y inclure ce manuel.

Table des matières

1. Contenu de l'emballage
2. Caractéristiques techniques
3. Description des pièces
4. Consignes de sécurité
5. Fonctionnement
6. Maintenance
7. Élimination

1. Contenu de l'emballage


- Pistolet de massage
- Adaptateur
- 6 Têtes de massage
- Mallette de rangement
- Manuel

2. Caractéristiques techniques


Couleur : noir
Matériel : PS, ABS
Taille : 17x5x24cm
Poids : 1,1kg
Entrée : 100-240V AC, 50/60Hz 5A
Sortie : 26V DC 1A
Capacité de la batterie : 2400 mAh
Temps de charge : 2,4 heures
Temps de fonctionnement : environ 5 heures (au niveau 1)
Vitesse plage : 1600-3200 tr/min (30 niveaux)
Faible niveau sonore : 55dB
Minuterie intelligente : arrêt automatique après 10 minutes

3. Description des pièces

1. Moteur
2. Batterie
3. Lumière LED
4. Port de charge
5. Interrupteur d'alimentation
6. Écran tactile
7. Niveau de la batterie
8. Bouton d'alimentation
9. Bouton d'alimentation
10. Vitesse +
11. Vitesse -



Têtes de massage



- A.** Tête sphérique : pour les grands groupes musculaires, tels que les bras, les cuisses, etc.
B. Tête de pouce : pour le massage des tissus plus mous.
C. Tête plate : pour détendre les muscles.
D. Tête en U : pour le cou, la colonne vertébrale et le tendon d'Achille.
E. Tête cylindrique : pour le massage des tissus profonds.
F. Tête de pelle : pour le dos (massage cervical, lombaire).

4. Consignes de sécurité

- Pour l'usage prévu uniquement, tel que décrit dans ce manuel.
- Le produit peut être utilisé en toute sécurité par des enfants à partir de l'âge de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, mais uniquement sous la surveillance d'un adulte et en tenant compte des éventuels risques.
- Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par ou sous la surveillance d'un adulte.
- Avant utilisation, inspectez l'appareil et ses pièces. Ne pas l'utiliser en cas de dommage.
- Avant utilisation, consultez votre spécialiste en cas de problème médicaux ou de traitement.
- Ne convient pas aux diabétiques ou aux personnes ayant une mauvaise circulation sanguine.
- Ne pas placer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières, etc.
- Tenir à l'écart des sources d'ignition.
- Ne pas placer, stocker ou utiliser le produit près de l'eau.
- Ne pas le plonger dans l'eau.
- Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les pièces électriques.
- Ne touchez jamais l'appareil ou sa prise avec les mains mouillées.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur, arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit et consultez votre spécialiste.
- Ne pas utiliser sur une peau sensible, irritée ou abîmée.
- Gardez les mains éloignées des pièces mobiles.
- Retirez vos bijoux et attachez vos cheveux en arrière pour éviter qu'ils ne se prennent dans l'appareil.
- Ne pas insérer de corps étranger dans l'orifice d'aération de l'appareil.
- Débranchez toujours avant d'installer, de retirer ou de régler l'un des accessoires et si vous voulez ranger l'appareil.
- Les accessoires non recommandés par le fabricant peuvent être dangereux.
- À utiliser uniquement sur les tissus mous du corps.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures et endommager l'appareil.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier le produit vous-même.

5. Fonctionnement

Charge



- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Cela prendra environ 2,4 heures.
1. Branchez l'adaptateur fourni dans le pistolet de massage et connectez-le au secteur.
 2. La lumière LED sur la poignée clignotera lentement en vert pour indiquer qu'elle se charge.
 3. Une fois la batterie complètement chargée, la LED cesse de clignoter et sera verte.

Remarque :

- Chargez le pistolet de massage à tout moment et à n'importe quel niveau de batterie.
- Il n'est pas recommandé d'épuiser complètement la batterie.
- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, la couleur de la LED sur la poignée passe au rouge.

Comment l'utiliser

Avant utilisation, assurez-vous que le pistolet de massage soit débranché.

1. Fixez une tête de massage en l'enfonçant simplement.
2. Basculez l'interrupteur d'alimentation vers le bas pour allumer le pistolet de massage. Toutes les LED s'allument.
3. Appuyez sur l'écran tactile  pour l'activer. Le niveau de vitesse par défaut est le niveau 1 (1600 tr/min).
4. Appuyez plusieurs fois sur **+/−** pour augmenter ou diminuer le niveau de vitesse.
5. Pour éteindre le pistolet de massage, appuyez sur  et basculez à nouveau l'interrupteur d'alimentation.

Remarque :

- Utilisez directement sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser avec des vêtements.
- Limitez l'utilisation à 60 secondes par zone.
- Des ecchymoses peuvent survenir quel que soit le réglage de la commande ou la pression appliquée. Vérifiez fréquemment la zone traitée pendant l'utilisation.

6. Maintenance

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation soit en position ARRÊT. Nettoyez le pistolet de massage avec un tissu légèrement humide et essuyez-le avec un chiffon doux. Rangez-le dans l'étui de rangement fourni et conservez-le dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

7. Élimination



Le symbole de la poubelle barrée sur ce produit vous rappelle que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez le jeter de manière responsable dans un centre de traitement des déchets ou de recyclage agréé. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Éliminez tous les matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement.



Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus au sein de l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant que le produit répond aux exigences des directives CE applicables.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Massagepistole Premium entschieden haben. Dieses Handbuch enthält Anweisungen für die effektive und sichere Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie es vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Falls Sie das Produkt jemals an andere weitergeben, sollten Sie diese Anleitung mitnehmen.

Inhaltsübersicht

1. Verpackungsinhalt
2. Technische Daten
3. Teilebeschreibung
4. Sicherheitshinweise
5. Bedienung
6. Wartung
7. Entsorgung

2. Technische Daten




Farbe: Schwarz
Material: PS, ABS
Abmessungen: 17x5x24cm
Gewicht: 1,1kg
Leistungsaufnahme: 100-240V AC, 50/60Hz 5A
Ausgang: 26V DC 1A
Batteriekapazität: 2400 mAh
Ladezeit: 2,4 Stunden
Betriebszeit: Ca. 5 Stunden (auf Stufe 1)
Geschwindigkeiten: 1600-3200 rpm (30 Stufen)
Geringe Geräuscentwicklung: 55dB
Intelligenter Timer: automatische Abschaltung nach 10 Minuten

1. Verpackungsinhalt


- Massagepistole
- Adapter
- 6 Massageköpfe
- Aufbewahrungsbox
- Bedienungsanleitung

3. Teilebeschreibung

1. Motor
2. Batterie
3. LED-Licht
4. Anschluss zum Aufladen
5. Netzschalter
6. Touchscreen
7. Geschwindigkeitsstufe
8. Batteriestand
9. Einschaltknopf
10. Geschwindigkeit +
11. Geschwindigkeit -



Massageköpfe



A. Kugelförmiger Kopf: für große Muskelgruppen wie Arme, Oberschenkel usw.

B. Daumenkopf: für die Weichgewebemassage.

C. Flacher Kopf: zur Entspannung der Muskeln.

D. U-förmiger Kopf: für Nacken, Wirbelsäule und Achillessehne.

E. Zylindrischer Kopf: für die Tiefengewebsmassage.

F. Schaufelkopf: für den Rücken (Halswirbel- und Lendenwirbelmassage).

4. Sicherheitshinweise

- Nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen sicher verwendet werden, jedoch nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und unter Berücksichtigung der möglichen Gefahren.
- Reinigung und Wartung sollten von oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät und seine Teile vor dem Gebrauch. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Wenden Sie sich vor dem Gebrauch an Ihren Facharzt, wenn Sie an einer Krankheit leiden oder eine Behandlung benötigen.
- Nicht geeignet für Diabetiker oder Personen mit schlechtem Blutkreislauf.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Herden usw. platzieren.
- Von Zündquellen fernhalten.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser platzieren, lagern oder verwenden.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit den elektrischen Teilen in Berührung kommt.
- Berühren Sie das Gerät oder seinen Stecker niemals mit nassen Händen.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Facharzt, wenn Sie Beschwerden oder Schmerzen verspüren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlicher, gereizter oder beschädigter Haut.
- Halten Sie die Hände von beweglichen Teilen fern.
- Legen Sie Schmuck ab und binden Sie Ihr Haar zurück, um ein Einklemmen zu vermeiden.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Belüftungsöffnung des Geräts.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile anbringen, abnehmen oder einstellen, sowie bei längerer Lagerung.
- Nicht vom Hersteller empfohlene Zubehörteile können eine Gefahr darstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nur an weichem Körpergewebe.
- Fehlgebrauch kann zu Verletzungen und Schäden am Gerät führen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern.

5. Betrieb

Aufladen

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Dies dauert etwa 2,4 Stunden.




1. Stecken Sie den mitgelieferten Adapter in die Massagepistole und schließen Sie sie an das Stromnetz an.
2. Die LED-Leuchte am Griff blinkt langsam grün, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird.
3. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die LED auf zu blinken und leuchtet grün.

Anmerkung:

- Sie können die Massagepistole jederzeit und bei jedem Batteriestand aufladen.
- Es wird nicht empfohlen, den Akku vollständig zu entleeren.
- Wenn der Batteriestand weniger als 20 % beträgt, wechselt die Farbe der LED am Griff auf Rot.

Betriebsanleitung

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Massagepistole vom Stromnetz getrennt ist.

1. Bringen Sie einen Massagekopf an, indem Sie ihn einfach eindrücken.
2. Schalten Sie die Massagepistole mit dem Netzschalter an der Unterseite ein. Alle LEDs leuchten auf.
3. Drücken Sie  auf dem Touchscreen um sie zu aktivieren. Die Standard-Drehzahlstufe ist Stufe 1 (1600 U/min).
4. Drücken Sie wiederholt / Drücken Sie lange auf  zum Erhöhen oder Verringern der Geschwindigkeitsstufe.
5. Um die Massagepistole auszuschalten, drücken Sie  und legen Sie den Netzschalter erneut um.

Anmerkung:

- Nur direkt auf sauberer, trockener Haut anwenden. Nicht über der Kleidung anwenden.
- Die Anwendung auf 60 Sekunden pro Bereich beschränken.
- Unabhängig von der Einstellung des Reglers oder dem ausgeübten Druck kann es zu Blutergüssen kommen. Während der Anwendung den behandelten Bereich häufig kontrollieren.

6. Wartung

Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter in der Position OFF steht. Reinigen Sie die Massagepistole mit einem leicht feuchten Handtuch und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken. Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox an einem trockenen, kühlen Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

7. Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf diesem Produkt soll Sie daran erinnern, dass elektrische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst bei einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Tipps.



Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien auf umweltfreundliche Weise.



Die CE-Kennzeichnung ist ein Zertifizierungszeichen, das die Konformität von in der Europäischen Union verkauften Produkten mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen anzeigt. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien erfüllt.