

# ***User Manual***



**Electric Multifunction Massager - U**

# User Manual

## Electric Multifunction Massager - U

Please read this user manual carefully to fully understand the usage of the Electric Multifunction Massager - U. Keep the manual for future reference since it contains important information.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


This is an electronic product. To reduce the risk of electrocution, please follow these instructions below:

1. Always unplug or switch the Massager to the OFF position after using or before cleaning.
2. Never leave the Massager unattended when plugged in. Unplug from the outlet when not in use.
3. Do not operate the Massager under a blanket or other cover. Excessive heat can build up and cause burns or fire.
4. Do not allow children to use or operate.
5. Never operate the Massager if any part of the massager or plug has been damaged.
6. Do not operate the Massager after it has been dropped or damaged.
7. Do not pull the power cord to move the Massager or use the power cord as a grip.
8. Keep the power cord away from heated surfaces.
9. Never operate the Massager around liquid or wet areas.
10. For adult use only. Do not use massager in close proximity to loose clothing or jewelry. Keep long hair away from massager while in use.

**IMPORTANT:** Any individual who may be pregnant or recently gave birth, has a heart condition or a pacemaker, suffers from diabetes or other sensory impairment, phlebitis and/or thrombosis, joint dysfunction, inflammation or injuries, weak bones, osteoporosis, a high fever, an abnormal or curved spine, is at an increased risk of developing blood clots, has pins/screws/artificial joints or other medical devices implanted in his/her body, is being treated for a medical condition or physical injury or is under a doctor care should consult with a medical professional before using a massaging device designed for home use.


### USING YOUR MASSAGER

1. Place the Massager over your shoulders, ensuring placement is comfortable and the massaging components are over your shoulders.
2. Insert the Power Adapter into the DC wire connection outlet on the Massager.
3. Plug the power adapter into your household electrical plug.




4. Turn the Massager ON by pressing the POWER button [1]. This will begin the shoulder massage program.
5. To make the massage nodes rotate clockwise, or counter-clockwise press the DIRECTION [2] button. Pressing the DIRECTION button will always change the direction of the massage nodes.
6. Change the speed of the massager and press [3] button. There are 3 gears in the speed adjustment, and the speed changes always change the speed.
7. To activate the HEAT option, press the HEAT button [4]. To deactivate the HEAT option, press the HEAT button again.

**NOTE:** The Massager includes a built-in 15 minute timer that activates every time the unit is turned on. This is the recommended time for massage use. If the unit turns off due to the automatic timer, and you wish to continue to use the Massager, simply turn the unit ON again.



**WHERE TO USE YOUR MASSAGER**

Although typically the Massager is to be used on your shoulders, it can also be used in many other spots on your body that are sore and require relief.



## **MAINTENANCE**

1. Before cleaning the product, always ensure the power plug has been removed from the unit and your wall outlet.
2. Use a lightly moistened cloth to wipe the unit off. Do not use abrasive cleaners on the Massager as this can cause unit damage or fading.
3. Never dunk or submerge the Massager in any liquids. Do not wash in the washing machine or other washing device.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Package Size:	40 x 18 x 18cm
Massager Color:	Black
Gross Weight:	1.95 kg
Net Weight:	1.295 kg
Materials:	PU leather and wear-resistant breathable mesh
Rated Voltage:	DC 12V
Rated Power:	24W
Rated Frequency:	50Hz

Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

## **PATENT PENDING**

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

NL / EN - [www.alleenonline.nl](http://www.alleenonline.nl)  
BE / FR - [www.alleenonline.be](http://www.alleenonline.be)

# Handleiding

## Electric Multifunction Massager - U

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om het gebruik van de Electric Multifunction Massager - U volledig te begrijpen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.

### **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES**

Dit is een elektronisch product. Volg onderstaande instructies om het risico op elektrocutie te verminderen:

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact of zet de stimulator in de UIT-stand na gebruik of voor het schoonmaken.
2. Laat de stimulator nooit onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u hem niet gebruikt.
3. Gebruik de stimulator niet onder een deken of andere hoed. Overmatige hitte kan zich ophopen en brandwonden of brand veroorzaken.
4. Sta niet toe dat kinderen het gebruiken of bedienen.
5. Gebruik de stimulator nooit als een onderdeel van de stimulator of de stekker beschadigd is.
6. Gebruik de stimulator niet nadat deze gevallen of beschadigd is.
7. Trek niet aan het netsnoer om de stimulator te verplaatsen en gebruik het netsnoer niet als handgreep.
8. Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
9. Gebruik de stimulator nooit in de buurt van vloeibare of natte gebieden.
10. Alleen voor gebruik door volwassenen. Gebruik het massageapparaat niet in de buurt van losse kleding of sieraden. Houd lang haar tijdens het gebruik uit de buurt van de stimulator.

**BELANGRIJK:** elke persoon die mogelijk zwanger is of onlangs is bevallen, een hartaandoening of een pacemaker heeft, lijdt aan diabetes of andere sensorische stoornissen, flebitis en/of trombose, gewrichtsdisfunctie, ontsteking of verwondingen, zwakke botten, osteoporose, hoge koorts, een abnormale of kromme ruggengraat, een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van bloedstolsels, spelden/schroeven/kunstgewrichten of andere medische apparaten in zijn/haar lichaam heeft geïmplant, wordt behandeld voor een medische aandoening of lichamelijk letsel of onder doktersbehandeling staat zorg moet een medische professional raadplegen voordat u een massageapparaat gebruikt dat is ontworpen voor thuisgebruik.

### **UW STIMULATOR GEBRUIKEN**

1. Plaats de stimulator over uw schouders, zorg ervoor dat de plaatsing comfortabel is en dat de massagecomponenten zich over uw schouders bevinden.
2. Steek de voedingsadapter in de DC-draadaansluiting op de stimulator.
3. Steek de voedingsadapter in uw stopcontact. lways unplug



Stroom


Richting

Snelheid

Verwarming


4. Zet de stimulator AAN door op de STROOM-knop [1] te drukken. Hiermee begint het schoudermassageprogramma.
5. Druk op de knop RICHTING [2] om de massageknoppen met de klok mee of tegen de klok in te laten draaien. Door op de RICHTING-knop te drukken, verandert altijd de richting van de massageknoppen.
6. Verander de snelheid van de stimulator en druk op de knop [3]. Er zijn 3 versnellingen in de snelheidsaanpassing en de snelheidsveranderingen veranderen altijd de snelheid.
7. Om de WARMTE-optie te activeren, drukt u op de WARMTE-knop [4]. Om de WARMTE-optie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de WARMTE-knop.

**OPMERKING:** De stimulator bevat een ingebouwde timer van 15 minuten die elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, wordt geactiveerd. Dit is de aanbevolen tijd voor massagegebruik. Als het apparaat wordt uitgeschakeld vanwege de automatische timer en u de stimulator wilt blijven gebruiken, zet u het apparaat gewoon weer AAN.



### WAAR U UW STIMULATOR KUNT GEBRUIKEN

Hoewel de stimulator meestal op uw schouders moet worden gebruikt, kan hij ook op veel andere plekken op uw lichaam worden gebruikt die pijnlijk zijn en verlichting nodig hebben.



## **ONDERHOUD**

1. Voordat u het product reinigt, moet u er altijd voor zorgen dat de stekker uit het apparaat en uit het stopcontact is gehaald.
2. Gebruik een licht bevochtigde doek om het apparaat schoon te vegen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op de stimulator, omdat dit het apparaat kan beschadigen of verbleken.
3. Dompel of dompel de stimulator nooit onder in vloeistoffen. Niet wassen in de wasmachine of ander wasmiddel.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Afmeting pakket:	40 x 18 x 18 cm
Massager Kleur:	Zwart
Brutogewicht:	1,95 kg
Netto Gewicht:	1.295 kg
Materialen:	PU-leer en slijtvast ademend gaas
Nominale spanning:	DC 12V
Nominaal vermogen:	24W
Nominale frequentie:	50 Hz/ways unplug

Geïmporteerd/gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

## **PATENT AANGEVRAAGD**

Het artwork en ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan handelsmerken of copyrightvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

# Manuel de l'Utilisateur

## Electric Multifunction Massager - U

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour bien comprendre l'utilisation du Electric Multifunction Massager - U. Conservez le manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ceci est un produit électronique. Pour réduire le risque d'électrocution, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Débranchez ou mettez toujours l'appareil de massage en position OFF après l'avoir utilisé ou avant de le nettoyer.
2. Ne laissez jamais le masseur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. N'utilisez pas l'appareil de massage sous une couverture ou une autre couverture. Une chaleur excessive peut s'accumuler et provoquer des brûlures ou un incendie.
4. Ne laissez pas les enfants utiliser ou faire fonctionner.
5. N'utilisez jamais l'appareil de massage si une partie de l'appareil de massage ou de la prise a été endommagée.
6. N'utilisez pas l'appareil de massage après qu'il est tombé ou endommagé.
7. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour déplacer l'appareil de massage ou n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée.
8. Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
9. N'utilisez jamais l'appareil de massage à proximité de zones liquides ou humides.
10. Pour usage adulte seulement. N'utilisez pas le masseur à proximité de vêtements amples ou de bijoux. Gardez les cheveux longs éloignés du masseur pendant son utilisation.

**IMPORTANT:** Toute personne susceptible d'être enceinte ou d'avoir récemment accouché, d'avoir une maladie cardiaque ou un stimulateur cardiaque, de souffrir de diabète ou d'une autre déficience sensorielle, de phlébite et/ou de thrombose, de dysfonctionnement articulaire, d'inflammation ou de blessures, de faiblesse osseuse, d'ostéoporose, d'une forte fièvre, une colonne vertébrale anormale ou incurvée, présente un risque accru de développer des caillots sanguins, a des épingles/vis/articulations artificielles ou d'autres dispositifs médicaux implantés dans son corps, est traité pour une condition médicale ou une blessure physique ou est sous un médecin doivent consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser un appareil de massage conçu pour un usage domestique.

### UTILISATION DE VOTRE MASSEUR


1. Placez le masseur sur vos épaules, en vous assurant que le placement est confortable et que les composants de massage sont sur vos épaules.
2. Insérez l'adaptateur d'alimentation dans la prise de connexion du fil CC sur le masseur.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans votre prise électrique domestique.






4. Allumez le masseur en appuyant sur le bouton POUVOIR [1]. Cela lancera le programme de massage des épaules.
5. Pour faire tourner les nœuds de massage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur le bouton DIRECTION [2]. Appuyer sur le bouton DIRECTION changera toujours la direction des nœuds de massage.
6. Modifiez la vitesse du masseur et appuyez sur le bouton [3]. Il y a 3 vitesses dans le réglage de la vitesse, et les changements de vitesse changent toujours la vitesse.
7. Pour activer l'option CHALEUR, appuyez sur le bouton CHALEUR [4]. Pour désactiver l'option CHALEUR, appuyez à nouveau sur le bouton CHALEUR.

**REMARQUE:** Le masseur comprend une minuterie intégrée de 15 minutes qui s'active à chaque fois que l'appareil est allumé. C'est le temps recommandé pour l'utilisation du massage. Si l'appareil s'éteint en raison de la minuterie automatique et que vous souhaitez continuer à utiliser le masseur, rallumez simplement l'appareil.



## OÙ UTILISER VOTRE MASSEUR

Bien que le masseur doive généralement être utilisé sur vos épaules, il peut également être utilisé à de nombreux autres endroits de votre corps qui sont douloureux et nécessitent un soulagement.



## **ENTRETIEN**

1. Avant de nettoyer le produit, assurez-vous toujours que la fiche d'alimentation a été débranchée de l'appareil et de votre prise murale.
2. Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer l'appareil. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur le masseur car cela pourrait endommager l'appareil ou le décolorer.
3. Ne trempez ou ne submergez jamais l'appareil de massage dans des liquides. Ne pas laver dans la machine à laver ou tout autre appareil de lavage.

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Taille du colis:	40 x 18 x 18 cm
Masseur Couleur:	Noir
Poids brut:	1,95 kg
Poids net:	1,295 kg
Matériaux:	cuir PU et maille respirante résistante à l'usure
Tension nominale:	12 V CC.
Puissance nominale:	24 W
Fréquence nominale:	50 Hz

Importé/Distribué par The Investment Company Europe B.V. développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

## **BREVET EN ATTENTE**

Les illustrations et la conception de ce package sont protégées par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduites, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire les marques de commerce ou les avis de droit d'auteur de ce paquet.

# Benutzerhandbuch

## Electric Multifunction Massager - U

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um die Verwendung des Electric Multifunction Massager - U vollständig zu verstehen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Dies ist ein elektronisches Produkt. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:

1. Trennen Sie das Massagegerät nach Gebrauch oder vor der Reinigung immer vom Stromnetz oder schalten Sie es in die AUS-Position.
2. Lassen Sie das Massagegerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird.
3. Betreiben Sie das Massagegerät nicht unter einer Decke oder einer anderen Abdeckung. Übermäßige Hitze kann sich aufbauen und Verbrennungen oder Feuer verursachen.
4. Lassen Sie Kinder nicht benutzen oder bedienen.
5. Betreiben Sie das Massagegerät niemals, wenn irgendein Teil des Massagegeräts oder Steckers beschädigt ist.
6. Betreiben Sie das Massagegerät nicht, nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
7. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Massagegerät zu bewegen, und verwenden Sie das Netzkabel nicht als Griff.
8. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
9. Betreiben Sie das Massagegerät niemals in der Nähe von flüssigen oder nassen Bereichen.
10. Nur für Erwachsene. Verwenden Sie das Massagegerät nicht in unmittelbarer Nähe von loser Kleidung oder Schmuck. Halten Sie während des Gebrauchs lange Haare vom Massagegerät fern.

**WICHTIG:** Jede Person, die schwanger ist oder kürzlich entbunden hat, eine Herzerkrankung oder einen Herzschrittmacher hat, an Diabetes oder anderen sensorischen Beeinträchtigungen, Venenentzündungen und/oder Thrombosen, Gelenkfunktionsstörungen, Entzündungen oder Verletzungen, schwachen Knochen, Osteoporose, hohem Fieber, an abnorme oder gekrümmte Wirbelsäule hat, ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln hat, Stifte/Schrauben/künstliche Gelenke oder andere medizinische Geräte in seinem/ihrer Körper implantiert hat, wegen einer Krankheit oder körperlichen Verletzung behandelt wird oder sich in ärztlicher Behandlung befindet Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie ein Massagegerät verwenden, das für den Heimgebrauch bestimmt ist.


### VERWENDUNG IHRES MASSAGEGERÄTS

1. Legen Sie das Massagegerät über Ihre Schultern und stellen Sie sicher, dass die Platzierung bequem ist und sich die Massagekomponenten über Ihren Schultern befinden.
2. Stecken Sie das Netzteil in die DC-Kabelanschlussbuchse am Massagegerät.
3. Stecken Sie das Netzteil in Ihre Haushaltssteckdose.




4. Schalten Sie das Massagegerät ein, indem Sie die LEISTUNG-Taste [1] drücken. Damit beginnt das Schultermassageprogramm.
5. Um die Massageknoten im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen zu lassen, drücken Sie die Richtungstaste [2]. Durch Drücken der Richtungstaste ändert sich immer die Richtung der Massageknoten.
6. Ändern Sie die Geschwindigkeit des Massagegeräts und drücken Sie die Taste [3]. Es gibt 3 Gänge in der Geschwindigkeitseinstellung, und die Geschwindigkeitsänderungen ändern immer die Geschwindigkeit.
7. Um die HITZE-Option zu aktivieren, drücken Sie die HITZE-Taste [4]. Um die HITZE-Option zu deaktivieren, drücken Sie die HITZE-Taste erneut.

**HINWEIS:** Das Massagegerät enthält einen eingebauten 15-Minuten-Timer, der jedes Mal aktiviert wird, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Dies ist die empfohlene Zeit für die Massageanwendung. Wenn sich das Gerät aufgrund des automatischen Timers ausschaltet und Sie das Massagegerät weiterhin verwenden möchten, schalten Sie das Gerät einfach wieder ein.



### WO SIE IHR MASSAGEGERÄT VERWENDEN KÖNNEN

Obwohl das Massagegerät normalerweise auf Ihren Schultern verwendet wird, kann es auch an vielen anderen Stellen Ihres Körpers verwendet werden, die wund sind und Linderung erfordern.



## **WARTUNG**

1. Stellen Sie vor der Reinigung des Produkts immer sicher, dass der Netzstecker aus dem Gerät und Ihrer Steckdose gezogen wurde.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel auf dem Massagegerät, da dies zu Schäden oder Verblässen des Geräts führen kann.
3. Tauchen oder tauchen Sie das Massagegerät niemals in Flüssigkeiten ein. Nicht in der Waschmaschine oder einem anderen Waschgerät waschen.

## **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Verpackungsgröße:	40 x 18 x 18 cm
Farbe des Massagegeräts:	Schwarz
Bruttogewicht:	1,95 kg
Nettogewicht:	1,295 kg
Materialien:	PU-Leder und verschleißfestes, atmungsaktives Mesh
Nennspannung:	DC 12 V
Nennleistung:	24 W
Nennfrequenz:	50Hz

Importiert/verteilt von The Investment Company Europe B.V., exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet

Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt, verteilt, ausgestellt, veröffentlicht oder für irgendwelche Zwecke verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken- oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

NL / EN - [www.alleenonline.nl](http://www.alleenonline.nl)

BE / FR - [www.alleenonline.be](http://www.alleenonline.be)